



Ambu

QUEL MANNEQUIN
EST FAIT POUR
VOUS?


COMMENCER



Souhaitez-vous un mannequin avec corps entier ?

OUI

NON




Quel type d'indicateur de performance souhaitez-vous ?

Mécanique



Connecté



Aucun



MANNEQUIN CORPS ENTIER MÉCANIQUE



AmbuMan Instrument

- ✓ Moniteur de contrôle mécanique
- ✓ Réglage de la rigidité thoracique
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Subluxation de la mâchoire
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Pouls carotidien manuel
- ✓ Bras/jambes en option
- ✓ Sac de transport

VOIR PLUS



AmbuMan Airway Instrument

- ✓ Gestion des voies aériennes
- ✓ Moniteur de contrôle mécanique
- ✓ Réglage de la rigidité thoracique
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Subluxation de la mâchoire
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Pouls carotidien manuel
- ✓ Bras/jambes en option
- ✓ Sac de transport

VOIR PLUS

VOIR LES CONSOMMABLES



Accessoires pour mannequins Ambu BLS

Référence	Désignation	Prix unitaire (€ HT)	AmbuMan Wireless	AmbuMan Instrument	AmbuMan Defib	AmbuMan Basic	AmbuMan basic iQF	Ambu SAM	Ambu SAM iQF	AmbuMan School	Ambu Junior	Ambu Baby	Ambu Baby iQF
234 000 703	Jeu de 5 peaux de visage	76,00 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
234 000 725	Jeu de 5 peaux de visage Ambu Guédel	220,00 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
234 000 702	Jeu de 100 sacs d'insufflation adulte	65,00 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
234 000 077	Batterie Mannequins AmbuMan Wireless nouvelle génération	400,00 €	✓		✓								
234 000 786	Paire de jambes avec pantalon compatible pour injection intra-osseuse	193,00 €	✓	✓	✓								
234 000 704	Paire de bras adulte	193,00 €	✓	✓	✓								
234 000 706	Paire de jambes et paire de bras adulte	351,00 €	✓	✓	✓								
268 000 571	Jeu de 10 peaux de visages AmbuMan School	62,00 €								✓			
268 000 572	Jeu de 100 sacs d'insufflation AmbuMan School	62,00 €								✓			
268 000 573	Jeu de 10 accessoires AmbuMan School	62,00 €								✓			
100-2082U	Jeu de 10 pièces nez-bouche BLS enfant Nasco / Ambu Junior	75,00 €									✓		
282 010 501	Jeu de 100 sacs d'insufflation pour Ambu Junior	64,00 €									✓		
282 010 502	Jeu de 10 anneaux pour Ambu Junior	20,00 €									✓		
100-2955U	Jeu de 24 sacs d'insufflation avec valve unidirectionnelle munie d'un filtre anti-microbien BLS enfant Nasco	100,80 €									✓		
256 000 703	Jeu de 5 peaux de visage Ambu Baby	56,00 €										✓	✓
256 000 702	Jeu de 100 sacs d'insufflation Ambu Baby	39,00 €										✓	✓

Accessoires pour mannequins Ambu ALS

Référence	Désignation	Prix unitaire (€ HT)	AmbuMan Advanced	AmbuMan Airway Wireless	AmbuMan Airway Instrument
234 000 077	Batterie Mannequins AmbuMan Wireless nouvelle génération	400,00 €	✓	✓	
234 000 706	Paire de jambes et paire de bras adulte	351,00 €		✓	✓

MANNEQUIN CORPS ENTIER CONNECTÉ



AmbuMan Wireless

- ✓ Technologie wireless (wifi)
- ✓ Système hygiénique
- ✓ Insufflation/expiration
- ✓ Pouls carotidien manuel
- ✓ Bras/jambes en option
- ✓ Sac de transport

VOIR PLUS



AmbuMan Defib Wireless

- ✓ Technologie wireless (wifi)
- ✓ Défibrillation et rythme ECG
- ✓ Simulation de moniteur multi paramétrique
- ✓ Système hygiénique
- ✓ Insufflation/expiration
- ✓ Bras/jambes en option
- ✓ Sac de transport

VOIR PLUS

VOIR LES CONSOMMABLES

MANNEQUIN CORPS ENTIER CONNECTÉ



AmbuMan Airway Wireless

- ✓ Technologie wireless (wifi)
- ✓ Gestion des voies aériennes
- ✓ Moniteur de contrôle mécanique
- ✓ Réglage de la rigidité thoracique
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Subluxation de la mâchoire
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Pouls carotidien manuel
- ✓ Bras/jambes en option
- ✓ Sac de transport

VOIR PLUS



AmbuMan Advanced

- ✓ Technologie wireless (wifi)
- ✓ Gestion des voies aériennes
- ✓ Défibrillation et rythme ECG
- ✓ Simulation de moniteur multi paramétrique
- ✓ Formation sur bras de perfusion
- ✓ Formation injection intra-osseuse
- ✓ Effets sonores
- ✓ Valise de transport

VOIR PLUS

VOIR LES CONSOMMABLES

MANNEQUIN CORPS ENTIER SANS INDICATEUR



AmbuMan B Torse

- ✓ Réglage de la rigidité thoracique
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Subluxation de la mâchoire
- ✓ Pouls carotidien manuel
- ✓ Bras/jambes en option
- ✓ Sac de transport

VOIR PLUS



AmbuMan Junior

- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Étanche pour les scénarios de noyade
- ✓ Sac de transport

VOIR PLUS

VOIR LES CONSOMMABLES

MANNEQUIN CORPS ENTIER SANS INDICATEUR



Ambu Baby

- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Obstruction des voies respiratoires
- ✓ Pouls brachial
- ✓ Sac de transport

[VOIR PLUS](#)


[VOIR LES CONSOMMABLES](#)



Souhaitez-vous un mannequin avec corps entier ?

OUI

NON



Quel type d'indicateur de performance souhaitez-vous ?

Mécanique



Connecté



Aucun





MANNEQUIN BUSTE MÉCANIQUE



AmbuMan SAM

- ✓ Indicateur de compression thoracique
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Compacte et léger

VOIR PLUS



AmbuMan Basic

- ✓ Indicateur de compression thoracique et de ventilation
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Subluxation de la mâchoire

VOIR PLUS

VOIR LES CONSOMMABLES



Accessoires pour mannequins Ambu BLS

Référence	Désignation	Prix unitaire (€ HT)	AmbuMan Wireless	AmbuMan Instrument	AmbuMan Defib	AmbuMan Basic	AmbuMan basic IQF	Ambu SAM	Ambu SAM IQF	AmbuMan School	Ambu Junior	Ambu Baby	Ambu Baby IQF
234 000 703	Jeu de 5 peaux de visage	76,00 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
234 000 725	Jeu de 5 peaux de visage Ambu Guédel	220,00 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
234 000 702	Jeu de 100 sacs d'insufflation adulte	65,00 €	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
234 000 077	Batterie Mannequins AmbuMan Wireless nouvelle génération	400,00 €	✓		✓								
234 000 786	Paire de jambes avec pantalon compatible pour injection intra-osseuse	193,00 €	✓	✓	✓								
234 000 704	Paire de bras adulte	193,00 €	✓	✓	✓								
234 000 706	Paire de jambes et paire de bras adulte	351,00 €	✓	✓	✓								
268 000 571	Jeu de 10 peaux de visages AmbuMan School	62,00 €								✓			
268 000 572	Jeu de 100 sacs d'insufflation AmbuMan School	62,00 €								✓			
268 000 573	Jeu de 10 accessoires AmbuMan School	62,00 €								✓			
100-2082U	Jeu de 10 pièces nez-bouche BLS enfant Nasco / Ambu Junior	75,00 €									✓		
282 010 501	Jeu de 100 sacs d'insufflation pour Ambu Junior	64,00 €									✓		
282 010 502	Jeu de 10 anneaux pour Ambu Junior	20,00 €									✓		
100-2955U	Jeu de 24 sacs d'insufflation avec valve unidirectionnelle munie d'un filtre anti-microbien BLS enfant Nasco	100,80 €									✓		
256 000 703	Jeu de 5 peaux de visage Ambu Baby	56,00 €										✓	✓
256 000 702	Jeu de 100 sacs d'insufflation Ambu Baby	39,00 €										✓	✓

Accessoires pour mannequins Ambu ALS

Référence	Désignation	Prix unitaire (€ HT)	AmbuMan Advanced	AmbuMan Airway Wireless	AmbuMan Airway Instrument
234 000 077	Batterie Mannequins AmbuMan Wireless nouvelle génération	400,00 €	✓	✓	
234 000 706	Paire de jambes et paire de bras adulte	351,00 €		✓	✓

MANNEQUIN BUSTE CONNECTÉ



AmbuMan SAM iQF

- ✓ Technologie iQF (Bluetooth)
- ✓ Indicateur de compression thoracique
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Compacte et léger

VOIR PLUS



AmbuMan Basic iQF

- ✓ Technologie iQF (Bluetooth)
- ✓ Indicateur de compression thoracique et de ventilation
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Subluxation de la mâchoire

VOIR PLUS

VOIR LES CONSOMMABLES

MANNEQUIN BUSTE CONNECTÉ



Ambu Baby iQF

- ✓ Technologie iQF (bluetooth)
- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Obstruction des voies respiratoires
- ✓ Pouls brachial
- ✓ Sac de transport

[VOIR PLUS](#)

[VOIR LES CONSOMMABLES](#)

MANNEQUIN BUSTE SANS INDICATEUR



AmbuMan School

- ✓ Ventilation/Insufflation (Système hygiénique Ambu)
- ✓ DAE, patchs et téléphone factices
- ✓ Compacte et léger

[VOIR PLUS](#)



Sani Child

- ✓ Système hygiénique
- ✓ Mouvements de thorax visible lors de la ventilation

[VOIR PLUS](#)



Sani Baby

- ✓ Système hygiénique
- ✓ Mouvements de thorax visible lors de la ventilation

[VOIR PLUS](#)



Mannequin RCP bariatrique

- ✓ Système hygiénique
- ✓ Bascule de la tête
- ✓ Simulation d'obstruction des voies aériennes

[VOIR PLUS](#)

[VOIR LES CONSOMMABLES](#)

MANNEQUIN BUSTE SANS INDICATEUR



**Chocking Adulte, Adolescent
et Enfant**



Chocking Adulte obèse



Chocking Nourrisson

- ✓ Corps étranger pour simulation Heimlich
- ✓ Sac de transport

[VOIR PLUS](#)

[VOIR LES CONSOMMABLES](#)



Ambu

**VOUS CONNAISSEZ
MAINTENANT
LE MANNEQUIN
ADAPTÉ À VOS
BESOINS !**